

Checkliste für Messungen

- Vor jedem Experiment bitte der Pflege und in der SDA Bescheid geben
- Türschild „Testung“ aufhängen
- Überprüfe freien Speicherplatz auf lokaler Daten-Festplatte (üblicherweise D:\ oder F:\)
- Überprüfe die Reihenfolge der HDMI-Stecker in den Chet-Adaptern
- Signalqualität checken und möglichst alle Quellen für EM-Strahlung ausstellen (Bett, Blutdrucksensor, Licht, Handy wird grade aufgeladen...

DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN NUR IM PROGRAMM

NetComRemote ausführen:

- REC stoppen, NewFolder erstellen (ca. 10s warten), REC starten, DAQ an Laptop anschließen und Experiment starten
- Nach dem Experiment REC stoppen, NewFolder erstellen (ca. 10s warten) und REC starten
- Testung in Messungen.xls eintragen (unter \current_patient)
- Folder umbenennen (Exp.-ID) und Daten auf \current_patient kopieren
- Türschild „Testung“ wieder umdrehen
- Pflege und in der SDA Bescheid geben, dass die Messung abgeschlossen ist